


Wb、Elisa用抗Sult2A1ポリクローナル抗体 - Q06520

商品番号: CM0027745



前書き

SULT2A1に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと反応します。ステロイド・胆汁酸硫酸転移酵素の重要な因子である内在性SULT2A1（約34 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SULT2A1 Rabbit pAb
別名	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6822
GeneID	6822
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSULT2A1 (NP_003158.2)のアミノ酸1-145番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q06520
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	保冷剤