

Anti-Sult2A1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q06520

商品番号: CM0005187



前書き

WB、IF-P、ELISAに検証済みのSULT2A1ラビットモノクローナル抗体。ヒトおよびラットSULT2A1（34kDa）と反応し、重要なステロイドおよび胆汁酸スルホトランスフェラーゼです。代謝および解毒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SULT2A1 Rabbit mAb
備考/別名	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6822
遺伝子ID	6822
免疫原	ヒトSULT2A1（Q06520）のアミノ酸180-285に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q06520
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋