


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sult2A1ウサギポリクローナル抗体 - Q06520

商品番号: CM0016662



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗SULT2A1ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSULT2A1を検出し、免疫原は組換えタンパク質（アミノ酸1-145番）です。ステロイド硫酸化および胆汁酸代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SULT2A1 ウサギpAb
備考/別名	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6822
GeneID	6822
免疫原	ヒトSULT2A1 (NP_003158.2) のアミノ酸1-145番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06520
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋