

Anti-Sult2B1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O00204

商品番号: CM0028426



前書き

CamelBioのAnti-SULT2B1 Rabbit Polyclonal Antibodyは、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットに反応します。ステロイドスルファ化およびコレステロール代謝に関与するスルホトランスフェラーゼ2B1を標的とします。脂質代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SULT2B1 Rabbit pAb
備考/別名	HSST2; ARCI14; SULT2B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6820
遺伝子ID	6820
免疫原	ヒトSULT2B1 (NP_814444.1) のアミノ酸1-365に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00204
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋