


Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Sumf2ポリクローナル抗体 - Q8Nbj7

商品番号: CM0021188



前書き

SUMF1を阻害する不活性型スルファターゼ修飾因子であるSUMF2（pFGE）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫原：組換えタンパク質（アミノ酸45-320）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUMF2 ウサギpAb
別名	pFGE; SUMF2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	25870
GeneID	25870
免疫原	ヒトSUMF2（NP_056226.2）のアミノ酸45-320番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NBJ7
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋梱包