


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Sumo1 ポリクローナル抗体 - P63165

商品番号: CM0019996



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用 Anti-SUMO1
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの
SUMO1を検出します。核輸送、DNA修復、シグナル
伝達に参与するユビキチン様修飾因子。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUMO1 ウサギ pAb
備考/別名	DAPI; GMPI; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; SUMO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7341
GeneID	7341
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSUMO1 (NP_003343.1) のアミノ酸1-101に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63165
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ