


抗Sumo1ウサギポリクローナル抗体（Koバリデーション済）Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 - P63165

商品番号: CM0023547



前書き

ヒトSUMO1を標的とするKOバリデーション済みポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。核輸送、DNA修復、シグナル伝達におけるSUMO化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデーション済] SUMO1 ウサギ pAb
別名	DAPI, GMP1, PIC1, SMT3, UBL1, OFC10, SENP2, SMT3C, SMT3H3, O1
種	ヒト
遺伝子ID	7341
免疫原	ヒトSUMO1（NP_003343.1）のアミノ酸1-100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63165
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	保冷剤