


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sumo2/3ウサギポリクローナル抗体 - P61956/P55854

商品番号: CM0016585



前書き

ヒトSUMO2/3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、パラフィン包埋切片IHC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性SUMO2/3を検出し、SUMO化およびユビキチン様タンパク質経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUMO2/3 Rabbit pAb
備考・別名	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6613/6612
GeneID	6613/6612
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61956/P55854
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	氷袋梱包