


ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Sumo3ウサギポリクローナル抗体 - P55854

商品番号: CM0022206



前書き

SUMO3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。核内輸送やシグナル伝達に参与するユビキチン様修飾因子である、ヒト、マウス、ラットのSUMO3を特異的に認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUMO3 ウサギ pAb
備考/別名	SMT3A; Smt3B; SMT3H1; SUMO-3; SUMO3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6612
GeneID	6612
免疫原	ヒトSUMO3 (NP_008867.2) のアミノ酸1-92に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55854
タンパク質分子量	12kDa
輸送	保冷バッグ