

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Sumo3 ウサギポリクローナル抗体 - P55854

商品番号: CM0026580



前書き

SUMO3 (SUMO-2/SMT3A)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。ユビキチン様修飾、DNA修復、シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUMO3 ウサギ pAb
備考/別名	SMT3A, Smt3B, SMT3H1, SUMO-3, SUMO3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6612
GeneID	6612
免疫原	ヒト SUMO3 (NP_008867.2) のアミノ酸 1-100 に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55854
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ