

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sumo4ポリクローナル抗体 - Q6Eev6

商品番号: CM0024935

前書き

ヒトSUMO4 (small ubiquitin-like modifier 4) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC - P、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。SUMO化、酸化ストレス、免疫関連経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUMO4 Rabbit pAb
備考/別名	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dJ281H8.4; SUMO4
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	387082
遺伝子ID	387082
免疫原	ヒトSUMO4 (Q6EEV6) のアミノ酸40〜95位の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6EEV6
タンパク質分子量	11kDa
発送	氷袋梱包