

Anti-Sumo4 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q6Eev6

商品番号: CM0008588

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-SUMO4
ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。SUMO化、酸化ストレス、および糖尿病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUMO4 Rabbit mAb
備考/別名	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	387082
GeneID	387082
免疫原	ヒトSUMO4 (Q6EEV6) のアミノ酸1-95に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6EEV6
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスバッグ