


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Sun2ウサギモノクローナル抗体 - Q9Uh99

商品番号: CM0002970



前書き

ヒトSUN2（UNC84B）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。LINC複合体および核移行研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUN2ウサギmAb
備考/別名	UNC84B, rab51P, SUN2
種	ヒト
遺伝子ID	25777 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド: ヒトSUN2 (Q9UH99) のアミノ酸618-717に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UH99
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ