

WbおよびElisa用 抗Suoxウサギモノクローナル抗体 - P51687

商品番号: CM0003148



前書き

ヒトSUOX（亜硫酸酸化酵素）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性あり。硫黄代謝、ミトコンドリア機能、低酸素関連亜硝酸塩還元の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUOX ウサギ mAb
備考/別名	SUOX; 亜硫酸酸化酵素
種	ヒト
遺伝子ID	6821
免疫原	合成ペプチド（ヒトSUOX、P51687のアミノ酸100-200）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P51687
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ