


Wb、If/Icc、Elisa用抗Supt16H（Spt16）ポリクローナル抗体 - Q9Y5B9

商品番号: CM0019952



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質なSUPT16H（SPT16）ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのFACT複数サブユニットSPT16と反応し、クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUPT16H (SPT16) ウサギpAb
備考/別名	CDC68; SPT16; NEDDFAC; FACTP140; SPT16/CDC68; SUPT16H (SPT16)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11198
GeneID	11198
免疫原	ヒトSUPT16H (SPT16) (NP_009123.1) のアミノ酸520～695番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9Y5B9
タンパク質分子量	120kDa
発送方法	氷袋