


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Supt20H ポリクローナル抗体 - Q8Nem7

商品番号: CM0029553



前書き

ヒトSUPT20H（SPT20ホモログ、p38IP）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。オートファジー、原腸陥入、がん研究などの用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUPT20H ウサギ pAb
備考/別名	C13; FP757; P38IP; SPT20; FAM48A; C13orf19; SUPT20H
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55578
GeneID	55578
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSUPT20H（NP_001014308.2）のアミノ酸580-779に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NEM7
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	保冷バッグ