


Anti-Supt5H/Spt5 モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用） - O00267

商品番号: CM0003632



前書き

ヒトSUPT5H/SPT5を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写伸長およびHIV Tat研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUPT5H/SPT5 Rabbit mAb
備考/別名	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
種	ヒト
遺伝子ID	6829
免疫原	ヒトSUPT5H/SPT5 (O00267) のアミノ酸800-900領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00267
タンパク質分子量	121kDa
配送	アイスバッグ