


抗Supt5H/Spt5ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - O00267

商品番号: CM0030827



前書き

ヒトSUPT5H/SPT5転写伸長因子を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウスに交差反応性を示します。転写制御およびHIV Tat研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUPT5H/SPT5 ウサギpAb
別名	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
対象種	ヒト
遺伝子ID	6829
免疫原	ヒトSUPT5H/SPT5 (NP_003160.2) のアミノ酸125-425に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00267
タンパク質分子量	121kDa
発送方法	保冷剤