


Wb、If/Icc、Ip、Elisa向け抗Supt6H/Spt6ポリクローナル抗体 - Q7Kz85

商品番号: CM0023917



前書き

ヒトSUPT6H

(SPT6)に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写伸長およびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUPT6H ウサギ pAb
備考/別名	SPT6; SPT6H; emb-5; SUPT6H
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6830
GeneID	6830
免疫原	ヒトSUPT6H (NP_003161.2)のアミノ酸1500～1726に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7KZ85
タンパク質分子量	199kDa
輸送方法	氷袋