


Anti-Supt7L ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O94864

商品番号: CM0020277



前書き

ヒトSUPT7L（STAGA複合体65サブユニットガンマ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUPT7L Rabbit pAb
備考/別名	SPT7L; STAF65; SUPT7H; STAF65G; STAF65(gamma); SUPT7L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9913
遺伝子ID	9913
免疫原	ヒトSUPT7L (NP_001269659)のアミノ酸210-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94864
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスパック