

抗Supv3L1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8Iyb8

商品番号: CM0024873



前書き

ミトコンドリアRNAヘリカーゼであるSUPV3L1（SU
V3）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。W
B、IF/ICC、ELISAへの使用に適しており、ヒト、マ
ウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアデグ
ラドソームおよびRNA代謝研究にご利用いただけます
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	SUPV3L1 ウサギpAb
別名	SUV3; SUPV3L1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6832
遺伝子ID	6832
免疫原	ヒトSUPV3L1 (NP_003162.2) のアミノ酸577～786番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IYB8
タンパク質分子量	88kDa
輸送方法	保冷剤