

WbおよびElisa用Anti-Surf1ラビットポリクローナル抗体 - Q15526

商品番号: CM0026116

前書き

WBおよびELISAで検証済みのこのラビットポリクローナル抗体は、シトクロムcオキシダーゼの集合に不可欠なミトコンドリア内膜タンパク質であるヒトSURF1を標的とします。マウスおよびラットと交差反応し、ミトコンドリア病の研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SURF1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SHY1; CMT4K; MC4DN1; SURF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6834
GeneID	6834
免疫原	ヒトSURF1 (NP_003163.1) のアミノ酸80-275に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15526
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ