


Wb、If/Icc用アンチ・サバイビン・ラビットポリクローナル抗体 - O15392

商品番号: CM0023906



前書き

ヒトSurvivin (BIRC5、O15392) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびIF/ICCで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。アポトーシスおよび細胞分裂研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Survivin Rabbit pAb
備考/別名	API4, EPR-1, Survivin(Ab-117)
種	ヒト
遺伝子ID	332 (ヒト)
免疫原	ヒトSurvivin (NP_001159.2) のアミノ酸1-142に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	O15392
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ