


WbおよびElisa用 抗サバイビン ウサギ Polymab® 抗体 - O15392

商品番号: CM0006506



前書き

ヒトサバイビン（BIRC5、O15392）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。アポトーシス、細胞周期、癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サバイビン ウサギ PolymAb®
備考／別名	API4; EPR-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	332
GeneID	332
免疫原	ヒトサバイビン（NP_001159.2）のアミノ酸1-142に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15392
タンパク質分子量	8-18 kDa
発送	保冷バッグ