

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Suv39H1 ウサギポリクローナル抗体 - O43463

商品番号: CM0029849



前書き

ヒトSUV39H1（ヘテロクロマチン形成と転写抑制に重要なヒストンH3K9メチル基転移酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。エピジェネティクス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUV39H1 ウサギ pAb
備考/別名	MG44; KMT1A; SUV39H; H3-K9-HMTase 1; SUV39H1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6839
GeneID	6839
免疫原	ヒトSUV39H1 (NP_003164.1) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43463
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ