

Wb、Elisa、Chip用 抗Suv39H2 ポリクローナル抗体 - Q9H5I1

商品番号: CM0024877



前書き

ヒト SUV39H2 (KMT1B)

を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、ELISA、ChIPで検証済み。ヒストンメチル化、ヘテロクロマチン、遺伝子サイレンシングに関するエピジェネティクス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUV39H2 ウサギ pAb
備考/別名	KMT1B; SUV39H2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79723
遺伝子ID	79723
免疫原	ヒト SUV39H2 (NP_001180354.1) のアミノ酸141-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H5I1
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ