


ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Sv2Aウサギポリクローナル抗体 - Q7L0J3

商品番号: CM0023456



前書き

ヒトSV2Aに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。アミノ酸356-447（NP_055664.3）を標的とする組換え免疫原。シナプス小胞研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SV2A ウサギ pAb
備考/別名	SV2, SLC22B1, SV2A
種	ヒト
遺伝子ID	9900 (ヒト)
免疫原	ヒトSV2A（NP_055664.3）のアミノ酸356-447に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q7L0J3
タンパク質分子量	83kDa
輸送	保冷バッグ