

抗Svopウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N4V2

商品番号: CM0016769

前書き

ヒトSVOP（シナプス小胞2関連タンパク質）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みです。神経科学研究およびIVDアッセイ開発に最適です。CamelBioが提供します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SVOP ウサギ pAb
別名/略称	SLC22B4; SVOP
対象種	ヒト
遺伝子ID	55530
免疫原	ヒトSVOP (NP_061181.1) のアミノ酸1-80に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N4V2
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	氷袋