

抗Swap70ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Uh65

商品番号: CM0012984



前書き

ヒトSWAP70に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的タンパク質の分子量は約69 kDaです。UniProt: Q9UH65。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SWAP70 Rabbit pAb
別名	HSPC321; SWAP-70; SWAP70
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23075
遺伝子ID	23075
免疫原	ヒトSWAP70 (NP_055870.2) のアミノ酸316-585番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UH65
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	保冷剤