

Wb、Elisa用 Anti-Syce1 ポリクローナル抗体 - Q8N0S2

商品番号: CM0027499

前書き

WBおよびELISA用のヒトSYCE1 (CT76) を標的とするIVDグレードのウサギポリクローナル抗体。保存された免疫原で設計されており、マウスおよびラットと交差反応します。減数分裂およびシナプトネマ複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYCE1 Rabbit pAb
備考/別名	CT76; POF12; SPGF15; C10orf94; SYCE1
種	ヒト
GeneID	93426
免疫原	ヒトSYCE1 (NP_001137236.1) のアミノ酸132-351に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N0S2
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ