

Wb、Elisa用抗Sycp3ウサギポリクローナル抗体 - Q8Izu3

商品番号: CM0027490



前書き

減数分裂および男性の生殖能力に必須な精巢特異的なシナプトネマ複合体タンパク質であるヒトSYCP3を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYCP3 ウサギ pAb
別名	COR1; SCP3; SPGF4; RPRGL4; SYCP3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	50511
免疫原	ヒトSYCP3 (NP_710161.1) のアミノ酸1-236番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8IZU3
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤