

Wb、Ip、If、Fc、Elisa用抗Sykモノクローナル抗体 - P43405

商品番号: CM0009235



前書き

ヒトSykを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF、FC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。BCRシグナル伝達、免疫受容体研究、血液学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Syk ウサギ mAb
備考/別名	IMD82; p72-Syk
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6850
GeneID	6850
免疫原	合成ペプチド：ヒトSyk (NP_003168.2) のアミノ酸251-350に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IF-P、FC (細胞内)、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43405
タンパク質分子量	72kDa/70kDa
配送方法	保冷バッグ