

抗Sykウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P43405

商品番号: CM0020864



前書き

ヒトSYK（p72-Syk）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。B細胞受容体シグナル伝達や免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Syk ウサギ pAb
別名	IMD82; p72-Syk; Syk
対象種	ヒト
GeneID	6850 (ヒト)
免疫原	ヒトSyk (NP_001128524.1) のアミノ酸250～350番領域の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43405
タンパク質分子量	72kDa
輸送方法	保冷剤