

Anti-Sympk ウサギポリクローナル抗体（Wb/Elisa用） - Q92797

商品番号: CM0029786



前書き

ヒトSYMPK（シンプレキン）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。ヒストンmRNAプロセッシング、密着結合の生物学、プレmRNAポリアデニル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYMPK Rabbit pAb
別名	SPK; SYM; Ptal; SYMPK
対象種	ヒト
遺伝子ID	8189
免疫原	ヒトSYMPK（NP_004810.2）のアミノ酸310-530番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92797
タンパク質分子量	141kDa
発送方法	氷袋