

Wb、If-P、Elisa用 抗Syn1 ウサギポリクローナル抗体 - P17600

商品番号: CM0028727

前書き

WB、IF-P、ELISAで検証済みのSYN1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSYN1と反応。シナプス小胞輸送および神経伝達物質放出研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYN1 ウサギ pAb
備考/別名	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; SYN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6853
GeneID	6853
免疫原	ヒトSYN1 (NP_008881.2) のアミノ酸400-500に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17600
タンパク質分子量	74kDa
輸送	保冷バッグ