

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗シナプシン-1 ウサギ モノクローナル抗体 - P17600

商品番号: CM0004477

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF-P、IHC-P、ELISA用に検証済みの抗シナプシン-1ウサギモノクローナル抗体。神経伝達物質放出とシナプス可塑性に重要なシナプス小胞リン酸化タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	シナプシン-1 ウサギ mAb
備考/別名	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Synapsin-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6853
GeneID	6853
免疫原	ヒトシナプシン-1 (NP_008881.2)のアミノ酸401-500に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17600
タンパク質分子量	74kDa
発送	保冷バッグ