

Anti-Synapsin II Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q92777

商品番号: CM0002183

前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みの Anti-Synapsin IIラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。シナプスおよび神経伝達物質放出の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Synapsin II Rabbit mAb
備考/別名	SYNII; Synapsin II
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6854
GeneID	6854
免疫原	ヒト Synapsin II (Q92777) のアミノ酸200-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92777
タンパク質分子量	63kDa
配送	アイスバッグ