

Wb、Ip、If、Ihc用抗シナプトフィジンポリクローナル抗体 - P08247

商品番号: CM0027282

前書き

ヒトシナプトフィジン（34kDa）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応します。シナプス小胞研究や神経疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	シナプトフィジン ウサギpAb
備考/別名	MRX96; MRXSYP; XLID96; シナプトフィジン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6855
GeneID	6855
免疫原	ヒトシナプトフィジン（NP_003170.1）のアミノ酸222-313番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08247
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	氷袋