

ウエスタンブロット、免疫蛍光、Elisa用 抗シナプトフィジン ウサギ モノクローナル抗体 - P08247

商品番号: CM0002692

前書き

ヒトシナプトフィジンを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで有効性が確認されています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。シナプス小胞の生物学と可塑性を研究するための必須ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	シナプトフィジン ウサギ mAb
備考/別名	MRX96; MRXSYP; XLID96; Synaptophysin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6855
GeneID	6855
免疫原	ヒトシナプトフィジンのアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド (NP_003170.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IF-F, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P08247
タンパク質分子量	34 kDa
輸送	保冷バッグ