

Anti-Syndecan 3 ラビットモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75056

商品番号: CM0002351

前書き

ヒトSyndecan-3（SDC3、O75056）を標的とする高品質なラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。細胞表面プロテオグリカンの機能およびアクチン細胞骨格の組織化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Syndecan 3 ラビット mAb
備考/別名	SDCN; SYND3; Syndecan 3
種	ヒト
GeneID	9672
免疫原	ヒトSyndecan 3（O75056）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75056
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ