

Anti-Syne3ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q6Zmz3

商品番号: CM0018206



前書き

ヒトSYNE3（Nesprin-3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。LINC複合体および核の位置決め研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYNE3 Rabbit pAb
備考/別名	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; SYNE3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	161176
GeneID	161176
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSYNE3（NP_689805.3）のアミノ酸740-920に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6ZMZ3
タンパク質分子量	112kDa
配送	氷袋