

WbおよびElisa用 抗Syngapウサギモノクローナル抗体 - Q96Pv0

商品番号: CM0002694

前書き

ヒトSynGAP（148 kDa）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、W BおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。シナプスシグナル伝達、可塑性、自閉スペクトラム症の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SynGAP ウサギ mAb
備考/別名	MRD5; RASA1; RASA5; SYNGAP; SynGAP
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8831
遺伝子ID	8831
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PV0
タンパク質分子量	148kDa
発送	保冷バッグ