


WbおよびElisa用抗Synj1ポリクローナル抗体 - O43426

商品番号: CM0019919



前書き

ヒトSYNJ1（シナプトジャニン-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みです。シナプスエンドサイトーシスとパーキンソン病に関与するホスホイノシチドホスファターゼであるヒトおよびラットのSYNJ1（約173 kDa）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYNJ1 ウサギpAb
別名	DEE53, EIEE53, INPP5G, PARK20, SYNJ1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8867
GeneID	8867
免疫原	ヒトSYNJ1（NP_003886.3）のアミノ酸100～200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	O43426
タンパク質分子量	173kDa
発送方法	保冷剤