

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Synpo ウサギポリクローナル抗体 - Q8N3V7

商品番号: CM0018327

前書き

ヒトシナプトポディン（SYNPO）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット標的を検出します。樹状突起スパインおよびポドサイト足突起におけるアクチン動態の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYNPO ウサギ pAb
備考/別名	SYNPO
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11346
免疫原	ヒトSYNPO (NP_001159680.1) のアミノ酸820-920に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N3V7
タンパク質分子量	99kDa
発送	保冷バッグ