

Anti-Synpo（シナプトポジン）ポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q8N3V7

商品番号: CM0027301

前書き

ヒトSYNPO（シナプトポジン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットにおける内在性レベルを検出し、樹状突起スパインおよびポドサイト研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYNPO ウサギpAb
備考/別名	SYNPO
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	11346
GeneID	11346
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSYNPO (NP_001159680.1)のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N3V7
タンパク質分子量	99kDa
発送方法	氷袋梱包