

ウェスタンブロッティング (Wb) および Elisa 用 抗 Synpo2L ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9H987

商品番号: CM0030031

前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗SYNPO2Lポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスSYNPO2L（約102 kDa）を検出し、アクチン依存的な形状調節および細胞骨格研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SYNPO2L ウサギ pAb
備考/別名	SYNPO2L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79933
GeneID	79933
免疫原	合成ペプチド ヒトSYNPO2L (NP_001107605.1) のアミノ酸700-800に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9H987
タンパク質分子量	102kDa
発送	保冷バッグ