

## アンチシンタキシン16 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O14662

商品番号: CM0008967



### 前書き

WB、IHC-P、ELISA用のアンチシンタキシン16 ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットでの検証が完了しています。後期エンドソームからトランスゴルジへの小胞輸送に参与するSNAREタンパク質を標的としており、膜輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 詳細                                          |
|----------|---------------------------------------------|
| 製品名      | シンタキシン16 ウサギmAb                             |
| 備考 / 別名  | SYN16; SYN-16; Syntaxin 16                  |
| 種        | ヒト                                          |
| 遺伝子ID    | 8675                                        |
| 免疫原      | ヒトシンタキシン16（O14662）のアミノ酸1～100番の配列に相当する合成ペプチド |
| 起源       | ウサギ                                         |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                   |
| 用途       | WB、IHC-P、ELISA                              |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                  |
| SWISS    | O14662                                      |
| タンパク質分子量 | 37kDa                                       |
| 配送方法     | 氷袋梱包                                        |