

Anti-Syntaxin (Stx1A/Stx1B/Stx2/Stx3) ウサギモノクローナル抗体 (Wb, If, Ihc, Elisa対応) - Q16623 / P61266 / P32856 / Q13277

商品番号: CM0003848

前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証されたSyntaxinウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSyntaxin-1A/1B/2/3を認識します。SNARE介在性エキソサイトーシスおよび神経機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Syntaxin Rabbit mAb
備考/別名	STX1A/STX1B/STX2/STX3; Syntaxin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6804/112755/2054/6809
GeneID	6804/112755/2054/6809
免疫原	合成ペプチド ヒトSyntaxin (P61266) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16623/P61266/P32856/Q13277
タンパク質分子量	33 kDa
配送	アイスバッグ