


抗Syntenin-1 (Syntenin) モノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用) - O00560

商品番号: CM0011479



前書き

ヒト、マウス、ラットを対象としたSynteninウサギmAb (MDA-9/ST1) (WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用)。高特異性モノクローナル抗体。エクソソーム生合成、癌転移、TGF-βシグナル伝達の研究に最適です。| 32kDa | O00560

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Syntenin ウサギmAb
備考／別名	ST1; MDA9; SYCL; MDA-9; TACIP18; Syntenin
種	ヒト
GeneID	6386
免疫原	ヒトSyntenin (O00560) のアミノ酸1-100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00560
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	保冷剤