

抗シントロフィンA1モノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q13424

商品番号: CM0003651

前書き

ヒトのシントロフィンα1（Q13424）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウス・ラットと交差反応性があります。ジストロフィン複合体や神経筋シナプスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	シントロフィンα1 ウサギmAb
備考／別名	SNT1; LQT12; TACIP1; dJ1187J4.5; シントロフィンα1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6640
GeneID	6640
免疫原	ヒトシントロフィンα1（Q13424）のアミノ酸1～100番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13424
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤